

Nota de aplicación

Registre su progreso abajo

Semana 1	Tono
Semana 2	Tono
Semana 3	Tono
Semana 4	Tono

*¡Muestre su sonrisa
deslumbrante
al mundo!* 😊

SÖLEILglo



MANUAL DEL USUARIO
KIT PARA EL HOGAR
BLANQUEO DE DIENTES



• **Ingrediente:** sin peróxido o con peróxido

• **Rango de aplicación:** manchas de café, tabaco, tetraciclina, colorante alimentario, por causas genéticas, por envejecimiento y otros tipos de amarilleamientos de los dientes.

• **Almacenamiento:** evitar la luz solar directa y mantener en un lugar fresco.

• **Vida útil:** 24 meses

• **Nota:** interrumpa su uso en caso de sentir molestias o irritación.

LEA DETENIDAMENTE ANTES DE COMENZAR

1 MOLDEAR

Moldee las cubetas dentales termoplásticas

• Haga hervir unos 10 cm de agua y déjela reposar por 6 o 7 minutos.

• Sumerja una de las cubetas dentales en el agua caliente (70 °C a 80 °C) por 10 a 12 segundos hasta que vea ablandarse la cubeta.

(IMPORTANTE: PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS, NO SOBRECALIENTE LAS CUBETAS DENTALES).



• Coloque la cubeta dental cubriendo sus dientes superiores. Cierre la boca y succione todo el aire y el exceso de agua entre la cubeta dental y los dientes.

• Presione suavemente con sus dedos sobre su labio superior para apretar la cubeta contra los dientes.

• Espere 10 a 15 segundos y extraiga la cubeta dental de su boca.

• Sumerja la cubeta dental en un vaso de agua fría por 10 segundos para completar el proceso de curado.

• Repita el proceso con la cubeta dental inferior.



Aumente la blancura de sus dientes 5 tonos en sólo 5 días

2 RECORTAR

Recorte las cubetas dentales para corregir su altura

• Después de moldear ambas cubetas dentales, use tijeras para recortar cualquier exceso de las partes superiores de las cubetas, en la línea de las encías.

• Recortar las cubetas dentales en la línea de las encías impedirá la posibilidad de irritación de tejidos blandos causada por el blanqueo.



3 BLANQUEAR

Llene las cubetas dentales y blanquee sus dientes

• Coloque una gota pequeña de gel en cada impresión dental en la cubeta dental superior Y en la inferior

(IMPORTANTE: NO SOBRECARGUE; MENOS ES MEJOR).

• Coloque la cubeta dental superior Y la inferior en su boca, asentándolas correctamente en las impresiones dentales.

• Presione suavemente con sus dedos sobre su labio superior para asegurar que la cubeta dental superior quede bien apretada.

• Haga lo mismo con la cubeta dental inferior.



• (Si está usando su propia luz azul, extraiga el disco de plástico de la sección de la batería, oprima el botón blanco para encender la luz y colóquela en su boca. Extraiga la luz tras 10 minutos y siga usando las cubetas dentales por la cantidad de tiempo deseada).



• Use las cubetas dentales por un tiempo total aproximado de 30 a 45 minutos

(RECOMENDAMOS COMENZAR CON 30 MINUTOS Y AUMENTAR GRADUALMENTE EL TIEMPO DE USO).

• Extraiga las cubetas dentales y enjuáguelas con agua tibia. Guárdelas en un lugar limpio y seco.



• Repita el proceso diariamente hasta alcanzar el tono blanco ideal.

SÖLEILglo